

KINETEC PERFORMA™

La solution idéale pour un maximum de confort et un mouvement parfaitement anatomique.

- Mouvement anatomique
- Confort maximum avec réglage en jambe droite ou gauche
- Convient à toutes les tailles de patients de 1,12m à 2,06m
- Mouvement de contre-résistance possible
- La plus grande amplitude de mouvement -3° à 130°



Parfaitement anatomique

Le mouvement du genou est parfaitement réalisé et maîtrisé. (pas de compensation).

Un concept sur mesure

La conception unique de l'attelle KINETEC PERFORMA™ et un alignement parfait de la jambe permettent un mouvement anatomique de l'articulation du genou.

Confort optimal

Pas de barre dans la zone périnéale augmentant le confort et la position du patient.

Taille patient

Adaptée aux patients de toutes tailles l'attelle KINETEC PERFORMA™ est ainsi l'appareil le plus polyvalent.

Mouvement de contre-résistance

Le guidage du mouvement renforcé par deux axes font de l'attelle KINETEC PERFORMA™ le premier choix pour les patients sportifs et les patients nécessitant un travail actif très tôt après la chirurgie.

Caractéristiques techniques

- Support de jambe parfaitement anatomique.
- Possibilité de blocage des modifications des paramètres.
- Fonction Start/Stop/inversion toujours accessible.
- Mouvement avec réglage précis : Mode Manuel ; Mode Dépassement ; Réglage de la force d'inversion ; Pause en limite de mouvement ; Minuterie.
- Appareil monobloc limitant la manipulation de composants supplémentaires.
- Garantie de 2 ans.
- Classe électrique : appareil de type BF classe II.
- Moteur à courant continu et entraînement par vis à billes pour des années de performance et de fiabilité.
- Vitesse : 50° à 220° par minute.
- Poids : 15 kg.
- Dimensions de l'appareil : Longueur 109 cm, largeur 33cm, Hauteur 33cm.
- Taille patients :

Jambe complète :	58 à 110 cm
Tibia :	32 à 60 cm
Fémur :	26 à 50 cm

Référence de commande

Kinetec Performa™ • Manchons 4621001802
Kinetec Performa™ • Coques confort 4621001842

Options

1 an d'extension de garantie 46EXTGAR1G
3 ans d'extension de garantie 46EXTGAR3G
Chariot range attelle 4655001053
Valise de transport 4640001927



Flexion complète



Zone périnéale libre



Kinetec Performa™ • Manchons



Kinetec Performa™ • Coques confort

