

MED 4 ELITE

MED 4 ELITE™

MED 4 ELITE BY GAME READY

- THÉRAPIE CONTRASTÉE CHAUD/ FROID INSTANTANÉE
- 1 MACHINE 4 THÉRAPIES, COMBINÉES OU SEULES
- 2 CIRCUITS INDÉPENDANTS POUR 2 PATIENTS OU 2 ZONES SIMULTANÉES
- PRODUCTION DE FROID INDÉPENDANTE (SANS GLACE) ET INSTANTANÉE
- SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN PLACE
- ENVELOPPES ANATOMIQUES BREVETÉES GAME READY



FROID
Jusqu'à 3°C



CHAUD
Jusqu'à 45°C



CHAUD/FROID
Instantané !



COMPRESSION
4 niveaux - 5/75 mmHg

SCÉNARIO DE TRAITEMENT POTENTIEL

1

PHASE AIGÛE / INFLAMMATOIRE

SIGNE CLINIQUE : Gonflement, douleur, mobilité articulaire réduite.
OBJECTIF : Réduire le gonflement et la douleur, améliorer la mobilité.

2

PHASE DE CICATRISATION

SIGNE CLINIQUE : Gonflement et douleur résiduels, recrutement musculaire en progrès.
OBJECTIF : Réduire la douleur, réactiver la fonction musculaire en augmentant la circulation et en facilitant le flux lymphatique.

3

PHASE DE CONSOLIDATION

SIGNE CLINIQUE : Gonflement et douleur très réduite.
OBJECTIF : Retour à une activité normale.

