

1. ECHOGRAPHES

1 EM--R001

- Echographe portable numérique N&B à 24 canaux Medic Systems modèle **SONO 24** avec sonde abdominale 3.5 Mhz ou sonde linéaire 7.5 Mhz sur chariot mobile d'origine. Echographe de dépistage idéal pour une nouvelle installation ou comme échographe d'appoint.

Options :

- Sonde linéaire 7.5 Mhz à 3 fréquences **2 EM--R008**
- Sonde endovaginale 6.5 Mhz **3 EM--R004** à 3 fréquences.



4 LWIND013

5 LWIND003

- Echographe mobile LANDWIND modèle **F40** à 32 canaux livré avec une sonde abdominale 3.5 Mhz. Echographe ultra-design d'une qualité d'image permettant de poser des diagnostics sûrs. Écran plat de 15", 2 sorties USB, sortie VGA et sortie vidéo. Modes B, BB, 4B, BM et M. Menus spécifiques en obstétrique, gynécologie, urologie, cardiologie et parties molles. Possibilité d'éditer des rapports avec image échographique, mesures et interprétation. Possibilité de stocker une séquence vidéo composée de 512 images.

Options :

- Sonde linéaire 7.5 Mhz à 4 fréquences **6 LWIND010**
- Sonde endovaginale 6.5 Mhz à 4 fréquences **7 LWIND004**



8 CHISO002



1 EM--R001

4 LWIND013

- Echographe portable numérique N&B à 24 canaux LANDWIND modèle **C25** avec une sonde abdominale 3.5 Mhz et sur chariot mobile d'origine.



5 LWIND003

8 CHISO002

- Echographe numérique N&B à 24 canaux CHISON modèle Chison 9300. Livré avec une sonde abdominale 3.5 Mhz et une sonde endorectale 7.5 Mhz avec son guide de ponction. Echographe livré sur chariot d'origine avec toutes les options nécessaires pour un urologue.

9 CHISO003**9 CHISO003 / CHISO004**

- Echodoppler couleurs et 4D CHISON modèle **Q5** à 64 canaux livré avec une sonde abdominale 3.5 Mhz et une sonde linéaire 7.5 Mhz ou une sonde endovaginale 6.5 Mhz et une imprimante laser N&B. Écran plat LCD de 15", lecteur/graveur DVD, 2 ports USB, sorties VGA, vidéo et LAN, Doppler continu CFM et doppler pulsé PW. Qualité d'image de très haute résolution grâce aux traitements d'image "i-image", "SRA" et "THI". Possibilité d'éditer des rapports personnalisés avec plusieurs images, les mesures, les courbes gestationnelles et l'interprétation du médecin. Connexion possible sur une imprimante thermique ou bien une imprimante laser.

Options :

- Sonde linéaire à 5 fréquences
- Sonde endovaginale à 5 fréquences
- Sonde volumique à 5 fréquences

10 CHISO007**11 CHISO005****12 CHISO018****13 LWIND005**

- Echodoppler couleurs LANDWIND modèle **MIRROR 2** livré avec une sonde abdominale et une sonde endovaginale.

13 LWIND005**14 CHISO016****14 CHISO016**

- Echodoppler couleurs et 4D CHISON modèle **i3** livré avec une sonde abdominale et une sonde linéaire ou une sonde endovaginale. Écran plat LCD de 19", lecteur/graveur DVD, 2 ports USB, sorties VGA, vidéo et LAN. Doppler continu CFM, et doppler pulsé PW. Qualité d'image de très haute résolution grâce aux traitements d'image "i-image", "SRA" et "THI". Possibilité d'éditer des rapports personnalisés avec plusieurs images, les mesures, les courbes gestationnelles et l'interprétation du médecin. Connexion possible sur une imprimante thermique ou bien une imprimante laser.

Options :

- Sonde linéaire
- Sonde endovaginale
- Sonde volumique

15 CHISO007**16 CHISO005****17 CHISO018**

15 CHISO

- L'écho-doppler 4D Chison modèle Q9 est un échographe qui répond aux besoins des cardiologues car son logiciel dispose d'un menu particulièrement adapté pour l'utilisation cardiaque. Il possède par ailleurs de multiples applications telles que l'abdomen, les petites structures, l'obstétrique et la gynécologie, la pédiatrie et la cardiologie,...

Deux points définissent la ligne directrice du fabricant avec l'écho-doppler Chison Q9. Dans un premier temps : la qualité, avec une technologie d'imagerie avancée et un écran haute résolution de 15 pouces. Dans un second temps : la flexibilité, avec un appareil aussi pratique dans les établissements hospitaliers que lors d'éventuelles consultations en extérieur, qui intègre une interface utilisateur programmable et intuitive.

15 CHISO



Caractéristiques techniques :

Images :

- B, 2B, 4B, B/M, M
- PD, PD directionnel
- B/BC, CFM, TSS
- Triplex, Duplex en temps réel
- PW, HPRF
- Chroma B/M/PW
- Doppler tissulaire en option

Traitement des images :

- Formation de faisceau par double phase digitale (FFDPD)
- THI sur toutes les sondes
- Algorithme de réduction des tâches (ART)
- Combinaison de multiples images (CMI)
- Option imagerie 4D en temps réel

Mesure et rapports :

- DPBDF
- Calcul IMT

Divers :

- 2 ports USB
- Port LAN, vidéo et TV
- Mémoire interne : 160 Go
- Guide aiguille

Dimensions :

- 370 x 185 x 395 mm
- Poids approximatif :** 11 Kg
- Affichage :** écran 15"



16 CHISO



16 CHISO

- Echocardio doppler couleurs et 4D modèle "i8". Doppler couleurs cardiovasculaire "Premium". La technologie unique de faisceau numérique double phase triple le taux d'une image de mouvement cardiaque traditionnelle. Avec le design élégant de son écran LCD 19", ses 4 connecteurs de sonde, son clavier ergonomique, le "i8" est un échocardio de luxe pour les cardiologues.

Caractéristiques techniques :

Modes

- B, 2B, 4B, B / M
- CFM, B / BC
- PW, HPRF, CW
- Doppler énergie / Directional PD
- Triplex instantané, Duplex
- image trapézoïdale
- image panoramique
- 4D en temps réel (en option)
- Chroma B / PW / CW

Traitement de l'image

- THI
- Réduction du speckle Algorithm (SRA)
- Imaging Multiple Compound (MCI)
- i-Image
- Faisceau numérique double phase (DP DBF)

Mesures et menus

- OB & GYN
- Cardiaque
- Vasculaire
- Urologie

Applications cliniques professionnelles

- Abdomen
- Cardiologie
- Gynécologie
- Obstétrique
- Urologie
- Vasculaire
- Pédiatrie
- L'appareil locomoteur

CONFIGURATION STANDARD

Unité principale, écran LCD 19", 4 connecteurs de sonde, disque dur (320 Go), lecteur/graveur DVD, 6 ports USB

2. MOBILIER MEDICAL

1. DIVANS D'EXAMEN

- Divan d'examen en inox à 2 plans **1 B---L001**
- Divan d'examen en acier chromé carré à 2 plans **2 FAZZI042**
- Table en bois réglable à 2 plans **3 TOP--536**
- Divan d'examen électrique à 1 plan **4 RBEAU003**
- Divan d'examen électrique avec dossier réglable. **5 F---N051**



2. RELAXS OU TABLES MULTI-PLANS

- Relax à 3 plans avec fente nasale **1 RBEAU002**
- Table multi-articulée à 4 plans **2 RBEAU001**
- Relax électrique à 3 plans **3 RBEAU004**
- Table électrique à 3 plans **4 F---N053**
- Table électrique à 4 plans **5 F---N052**




3. TABLES GYNECOLOGIQUES/D'ACCOUCHEMENT

- Table gynécologique en acier chromé carré réf 02.2851.01. Étriers ronds. **1 FAZZI027**
- Table gynécologique en acier chromé carré réf 02.359.00. Étriers en coque. **2 FAZZI043**
- Table gynécologique électrique à 3 plans réf 02.359.00. Étriers en coque. **3 FAZZI264**
- Table d'accouchement en acier chromé carré réf 02.2852.00. **4 FAZZI268**
- Table gynécologique en inox, réf BT641. **5 B---L005**



4. ACCESSOIRES POUR DIVANS ET TABLES D'EXAMENS GYNECOLOGIQUES

- Porte-rouleau en inox FAZZINI réf 02.352.10. **1 FAZZI154**
- Rouleau de papier pour divan. **2 P---A031**



5. ESCABEAUX

- Escabeau à 1 marche chromé **1 FAZZI222**
- Escabeau à 2 marches en inox **2 F---N043**
- Escabeau à 2 marches chromé **3 FAZZI073**
- Escabeau à 2 marches chromé **4 TOP--403**



6.TABOURETS

- Tabouret à vis roulant :

① BHEAI056

- Tabourets roulants pneumatiques :

② BHEAI128

④ BHEAI142

③ BHEAI209

⑤ BHEAI143

- Tabourets roulants pneumatiques avec dossier :

⑥ BHEAI132

⑨ BHEAI127

⑦ RBEAU069

⑩ BHEAI130

⑧ RBEAU070



7.PARAVENTS

- Paravent à 2 volets en inox.

① F---N033

- Paravent à 3 volets en inox.

② F---N032

- Paravent à 2 volets chromé FAZZINI.

③ FAZZI202

Origine : Italie.

- Paravent à 3 volets chromé FAZZINI.

④ FAZZI022

Origine : Italie.

- Paravent à 4 volets chromé FAZZINI.

⑤ FAZZI298

Origine : Italie.



8.GUÉRIDONS EN INOX / CHARIOTS A PANSEMENTS

- Guéridon à 2 plateaux en inox

① F---N039

60 x 44 cm avec galeries réf B22.

- Guéridon en inox à 2 plateaux avec

② B---L006

galeries, 70 x 48 x 85 cm réf B122.

- Chariot à pansement à 2 plateaux

③ F---N038

avec galeries en inox réf B23. Équipé

de 3 supports porte-pisettes, un tiroir

et une poubelle en plastique.

- Chariot à pansements en inox à

④ B---L004

2 plateaux avec galeries 60 x 40 x 85 cm

réf BT-120. Équipé d'un tiroir et d'un bac

à déchets en inox.



AUTRES CHARIOTS

- Chariot roulant en époxy blanc à

① BHEAI009

3 plateaux en plastique avec tiroir.

- Chariot à 3 plateaux en bois avec

② BHEAI175

bassine incorporée et montants

chromés.

- Chariot roulant en bois à 3 plateaux gris.

③ ZZZZZ

- Chariot roulant à 3 plateaux en bois

④ BHEAI078

avec montants en acier époxy.

- Chariot roulant à 3 plateaux en plastique

⑤ RBEAU028


avec montants en époxy blanc.



- Chariot roulant à 3 plateaux en plastique avec tiroir et montants chromés
- ⑥ RBEAU027

9. CHARIOTS DE SOINS POUR CLINIQUES ET HOPITAUX

- Chariot d'urgence réf 01.6274 **1 FAZZI424**
- Chariot à médicaments réf 01.6201 **2 FAZZI**
- Chariot multi-usage réf 01.6191 **3 FAZZI**
- Chariot d'urgence réf 816274. **4 FAZZI321**
- Chariot à médicaments réf 816201 **5 FAZZI322**



10. BANCS D'ATTENTE

- Banc d'attente composé de 2 sièges **1 BHEAI048**
- Banc d'attente composé de 2 sièges avec accoudoirs en bois et tablette centrale **2 BHEAI047**
- Banc d'attente composé de 3 sièges avec accoudoirs chromés **3 BHEAI049**



11. ARMOIRES

- Armoire vitrée en époxy à 1 porte FAZZINI, réf 02.250.00. 53 x 36 x 139 cm. Origine : Italie. **1 FAZZI065**
- Armoire vitrée en époxy à 2 portes FAZZINI, réf 02.270.00. 75 x 38 x 164 cm. Origine : Italie. **2 FAZZI069**
- Armoire à 2 portes en époxy, réf BT155, 90 x 40 x 175 cm. **3 B---L009**
- Armoire à 4 portes en époxy, réf BT154, 90 x 40 x 175 cm. **4 B---L008**



12. TOISES

- Toise murale FAZZINI. Origine : Italie **1 FAZZI117**
- Toise murale COMED. Origine : France **2 COMED057**
- Toise murale COMED en bois pour adulte, réf 4444500. Origine : France **3 COMED059**
- Toise sur socle en bois pour adulte **4 TOP--148**
- Toise pour enfants en aluminium FAZZINI, réf S-209. Origine : Italie **5 FAZZI024**
- Toise sur socle en bois pour enfants **6 TOP--024**
- Toise en plastique FAZZINI pliable pour bébés, réf S210/F. Origine : Italie **7 FAZZI**



13. POUBELLES

- Poubelle en inox 3l **1 BRICO007**
- Poubelle en inox 5l **2 BRICO002**
- Poubelle en inox 7l **3 BRICO008**
- Poubelle en inox 14 l, réf 02.425.00 **4 FAZZI409**




14. NEGATOSCOPES

- Négatoscope à 1 plage en époxy, réf 02.040.00. Dimensions : 40 x 43 cm **1 FAZZI076**
- Négatoscope à 2 plages en époxy, réf 02.080.00. Dimensions : 80 x 43 cm **2 FAZZI007**
- Négatoscope à 3 plages en époxy, réf 02.120.00. Dimensions : 120 x 43 cm **3 FAZZI008**
- Négatoscope à 4 plages en époxy, réf 02.160.00. Dimensions 160 x 43 cm **4 FAZZI208**




- Négatoscope à 1 plage LED extra-plat, **5 STON-010** réf MST-4000 I
- Négatoscope à 2 plages LED extra-plat, **6 STON-011** réf MST-4000 II



15. POTENCES A SERUM

- Potence à sérum en inox réglable en hauteur avec socle en plastique et 4 supports porte-sérum réf 02.694.11. **1 FAZZI167**
Origine : Italie.
- Potence à sérum réglable en hauteur en inox avec pied en fonte et 2 supports porte-sérum. **2 F---N044**
- Panier à sérum 250cc / 500cc en epoxy blanc. **3 COMED040**
4 COMED076
- Panier à sérum en inox 250 cc. **5 AGENC112**
6 NADHI004



16. LAMPES D'EXAMEN

- Lampe d'examen halogène sur roulettes réf 02.376.00. Origine : Italie **1 FAZZI251**
- Lampe d'examen halogène sur roulettes avec tête flexible et variateur de luminosité réf KS-Q3. **2 STON-002**
- Lampe d'examen LED sur roulettes avec tête flexible et variateur de luminosité réf KS-Q35. **3 STON-001**



17. SCIALYTIQUES MOBILES ET FIXES

- Scialytique mobile 50 000 lux pour petite chirurgie réf KS-04L. **1 STON-003**
- Scialytique mobile 50 000 lux avec batterie pour petite chirurgie réf KS-04L. **2 STON-007**
- Scialytique plafonnier 30.000 lux réf KS-202B, 3W x 12 pièces. Spot de 10 cm. Diamètre de la coupole 20.5 cm. **3 STON**
- Scialytique plafonnier 80.000 LUX réf KS-202E, 3W x 36 pièces. Profondeur d'illumination : 500 mm. **4 STON**
- Scialytique plafonnier 100 - 160 klux réf KS-03LI. Existe en version halogène et LED. **5 STON**
- Scialytique plafonnier 100 - 160 klux réf KS03 LII. Existe en version halogène et LED. **6 STON**



18. TABLES OPERATOIRES

- Table opératoire polyvalente avec socle en inox et à élévation pneumatique **1 STON-005** modèle 3008D.
- Table opératoire polyvalente avec socle en inox et à élévation électrique **2 STON-006** modèle 12C.



19. NEONATOLOGIE

- Table chauffante HKN-90. **1 NING-001**
- Couveuse YP-90A avec accessoires standards. **2 NING-002**
- Couveuse YP-90AB avec photothérapie et accessoires standards. **3 NING-003**
- Lampe de photothérapie mobile réf XHZ-90. **4 NING-009**




- Lunettes de protection du bébé **5 NING-008** pendant la photothérapie.
- Bilirubinomètre IH20-1A ou IH20-1B ou IH20-1C.
 - 6 NING**
 - 7 NING**
 - 8 NING**



3. MOBILIER HOSPITALIER

- Lit mécanique sur roulettes à 3 plans **1 F---N042** en ABS avec barrières latérales réf FS-3020 W.




- Lit électrique sur roulettes à 3 plans **2 F---N048** en ABS avec barrières latérales et 2 commandes électriques réf FS-3220 W.



- Lit électrique sur roulettes à 3 plans **3 F---N050** en ABS avec barrières latérales et 3 commandes électriques réf FS-3230 W.



- Lit de réanimation électrique avec 5 commandes électriques réf FS-3239WZF4. **4 F---N049**



- Matelas à 3 articulations 195 x 86 x 8 cm **5 F---N035** réf FS-535.
- Matelas gaufrir à 3 articulations réf 04/5700. **6 M---X209**
- Table de chevet en ABS, réf FS-578. **7 F---N047**
- Table à manger sur roulettes réglable en hauteur réf FS-5623. **8 F---N046**
- Berceau roulant en inox avec coque en plexi et matelas réf FS5601S. **9 F---N040**

4. MATELAS A EAU ET A AIR + COUSSIN A AIR

- Coussin à air anti-escarres. **1 GST--020**
- Matelas à air complet avec moteur réf EFFECT 2500 F. **2 GRAND001**
- Matelas à air complet avec moteur réf EFFECT 5000. **3 GRAND002**
- Matelas à eau EFFECT 100. **4 GRAND003**



5. BALANCES/PÈSE-BÉBÉS

- Pèse-personne mécanique de portée 130 Kg modèle "FORM". Précision de 500 g. **1 LEIFH007**
- Pèse-personne mécanique de portée 130 Kg modèle "PWA Classic". Précision de 500 g. **2 LEIFH015**
- Pèse-personne mécanique de portée 150 Kg. Précision de 500 g. **3 LEIFH014**
- Pèse-personne mécanique avec toise, modèle S7200 HR. Portée de 200 Kg et précision de 100 g. **4 FAZZI306**
- Pèse-personne mécanique avec cadran circulaire modèle S7700 HR. Portée de 150 Kg. Précision de 500 g. **5 FAZZI408**
- Pèse-personne électronique avec toise modèle S7350 HR. Portée de 200 Kg et précision de 100 g. **6 FAZZI310**
- Chaise roulante pèse-personne électronique, modèle S7450. Portée de 200 Kg et précision de 100g. **7 FAZZI**
- Pèse-bébé mécanique. Portée de 20 Kg . Précision de 100 g. **8 M---X229**



- 6 FAZZI310**
- 7 FAZZI**
- 8 M---X229**

6. IMPEDENCEMETRES

- Adipomètre pour la mesure du pli cutané réf 121122. **1 S---E062**
- Adipomètre ou pince à pli cutané COMED, France. **2 COMED055**
- Impédancemètre professionnel avec télécommande **Leifheit** (Allemagne). **3 LEIFH017**
- Impédancemètre professionnel **InbodyR20**. **4 BIOSP003**
- Impédancemètre **Inbody120** avec logiciel **lookin' body**. **5 BIOSP006**
- Impédancemètre **Inbody120** avec logiciel **lookin' body** et support. **6 BIOSP007**
- Impédancemètre **Inbody170** avec logiciel **lookin'body**. **7 BIOSP**
- Impédancemètre professionnel **Inbody 270** pour l'analyse de la composition corporelle. **8 BIOSP002**



7. MATERIEL DE DIAGNOSTIC ORL / GYNECO

- Ootoscope fibre optique LED en trousse **1 CCS--084**
- Vidéo-otoscope 0x1. Angle de vue 0°. Profondeur de la focalisation : 8 - 20 mm. Diamètre de 4 mm. Illumination LED. Dimensions de la pièce à main 130 x 40 x 40 mm. **Origine** : Allemagne **2 ORL--001**
- Ootoscope à lumière Xenon-halogène avec chargeur intégré réf 680.000.01 **3 FAZZI427**
- Ophthalmoscope fibre optique en trousse **4 FAZZI241**
- Trousse ORL et ophtalmo comprenant: *Un otoscope avec 3 speculums, un ophtalmoscope, un speculum nasal, un abaisse-langue, 2 miroirs laryngiens* **5 W---X003**
- "Otoscreen", otoscope électronique avec écran LCD 2.4". Possibilité de transmettre l'image sur un moniteur TV **6 APPLE001**
- Trousse de diagnostic ORL électronique pour l'exploration du nez, de l'oreille et du larynx. Possibilité de transmettre l'image sur un moniteur TV **7 APPLE002**
- Casque ORL à lumière froide réf C2056 **8 HANGZ093**
- Miroir de clar SPENGLER avec piles **9 SPENG170**
- Torche électrique **10 FAZZI296**
- Speculum vaginal électronique avec grossissement de 1.5 avec caméra intégrée. Possibilité de transmettre les images sur écran TV ou sur PC. Mémoire de 136 images. Possibilité de stocker les images sur carte SD. **11 SUNNY001**



8. TENSIOMETRES / STETHOSCOPIES

1. Tensiomètres

- Tensiomètre SPENGLER Vaquez-laubry Hôpital avec brassard pour adulte. **1 SPENG006**
- Tensiomètre SPENGLER Vaquez-laubry Hôpital avec brassard velcro gris pour adulte. **2 SPENG134**
- Tensiomètre adulte FAZZINI Vaquez-laubry réf 08.335.00. **3 FAZZI146**
- Tensiomètre FAZZINI adulte réf 08.331.00 en trousse. **4 FAZZI317**



- Tensiomètre adulte avec brassard velcro réf FS-5680 en trousse. **5 FIRST017**
- Tensiomètre SPENGLER Vaquez-laubry Hôpital avec brassard gris pour enfant. **6 SPENG135**
- Tensiomètre SPENGLER à motifs pour nourissons avec brassard velcro. **7 SPENG128**
- Tensiomètre pour nourissons FAZZINI en trousse réf 08.336.00. **8 FAZZI255**
- Tensiomètre sur pied avec cadran circulaire réf 08.316.00. **9 FAZZI248**

2. Stéthoscopes

- Stéthoscope SPENGLER "Pulse" noir simple pavillon. **10 SPENG227**
- Stéthoscope SPENGLER "Laubry chrome" simple pavillon noir / marine / carmin. **11 SPENG210**
- Stéthoscope SPENGLER haute définition "MAGISTER" double pavillon noir. **12 SPENG226**
- Stéthoscope SPENGLER "Magister" pédiatrique double pavillon noir. **13 SPENG231**
- Stéthoscope FAZZINI double pavillon pour adulte. **14 FAZZI004**
- Stéthoscope adulte simple pavillon. **15 FIRST018**
- Stéthoscope adulte double pavillon. **16 FIRST019**

3. Tensiomètres avec stéthoscopes

- Tensiomètre avec stéthoscope en trousse réf FS-5683. **17 FIRST028**
- Tensiomètre avec stéthoscope SPENGLER en trousse. **18 SPENG042**
- Tensiomètre SPENGLER "lian Scenic S" avec stéthoscope double pavillon noir Stetho Color. **19 SPENG235**

4. Tensiomètres électroniques

- Tensiomètre électronique professionnel à poignet SPENGLER "AutoTensio". **20 SPENG218**
- Tensiomètre électronique professionnel à brassard SPENGLER "TENSONIC". **21 SPENG229**
- Tensiomètre électronique OMRON modèle ES60 + pied pour tensiomètre. **22 SPENG237**
- **23 SPENG238**



5. Tensiomètres à mercure

- Tensiomètre à mercure réf 08 10020. **24 FAZZI228**
- Tensiomètre à mercure SPENGLER réf 5250020. **25 SPENG230**
- Tensiomètre FAZZINI mural à mercure réf 08.310.00. **26 FAZZI093**
- Tensiomètre FAZZINI à mercure, réf 08 10000. **27 FAZZI211**


9. OXYMETRES

- Oxymètre de pouls COMED "Eco" réf 2320000. **1 COMED064**
- Oxymètre de pouls réf BP-10P. **2 BIOC-018**
- Oxymètre de pouls MINDRAY réf PM-50. **3 MIND-005**
- Oxymètre de pouls. **4 LONGF013**



10. THERMOMETRES

- Thermomètre électronique frontal et auriculaire SPENGLER modèle "TEMPO DUO" bleu. **1 SPENG234**
- Thermomètre sans contact "TEMPO LASER" SPENGLER. **2 SPENG236**
- Thermomètre à mercure adulte. **3 M---X160**
- Thermomètre électronique. **4 M---X039**
- Thermomètre auriculaire COMED. **5 COMED063**



11. DOPPLERS FOETAUX / CARDIOTOCOGRAPHERS / DOPPLERS VASCULAIRES

- Doppler foetal de poche avec affichage LCD. **1 BIOC-006**
- Doppler vasculaire avec sonde crayon 8Mhz. **2 E---N012**
- Cardiotopographe avec affichage LCD et imprimante réf FM-801. **3 BIOC-005**



12. COLPOSCOPIE


- Colposcope sur roulettes modèle **COLPO99** avec beam splitter, adaptateur et caméra. Tube binoculaire stéréoscopique à 45°, objectif de 300 mm, correction optique de -5D à +5D. 5 agrandissements : x2.8, x4, x7, x11.5, x17. Champ visuel de 80 mm à 125 mm, écart interpupillaire de 55 à 75 mm, distance de travail à 295 mm, illumination coaxiale avec guide fibre optique. Source de lumière de 150 W avec 3 intensités lumineuses et filtre vert. **Garantie : 1 an.**

1 ZFTGC001



13. BISTOURIS ELECTRIQUES

- Bistouri électrique 50 W assurant coupe, coagulation et coupe coagulée. Livré avec un lot de 10 électrodes. **1 FAZZI121**
- Bistouri électrique bipolaire 120 W assurant coupe, coagulation et coupe coagulée. Livré avec un lot de 10 électrodes. **2 FAZZI052**
- Bistouri électrique bipolaire 160 W assurant coupe, coagulation et coupe coagulée. Livré avec un lot de 10 électrodes. **3 FAZZI053**
- Bistouri électrique 200 W bipolaire, modèle "DIATROM 200" réf 10100.40. **4 FAZZI325**
- Bistouri électrique bipolaire 300 W, modèle "DIATROM 300" réf 10300.00. **5 FAZZI**
- Bistouri électrique bipolaire 400 W, modèle "DIATROM 400" réf 10400.00. **6 FAZZI**
- Electrode boule **7 FAZZI030**
- Electrode lame **8 FAZZI253**
- Electrode anse **9 FAZZI029**
- Electrode aiguille droite **10 FAZZI252**
- Electrode aiguille gauche **11 FAZZI254**




- Electrode lame
- Electrode anse
- Electrode aiguille droite

- 9 FAZZI029**
- 10 FAZZI252**
- 11 FAZZI254**

Options :

- Câble autoclavable pour pince bipolaire. Réf 8190120. **13 FAZZI147**
- Adaptateur pour câble de connexion sur pince bipolaire réf 00498.04 **14 FAZZI300**
- Pince biopolaire autoclavable droite 11.5/15/18/20/22 cm réf 8310110 / 8310120/8310130/8310140/8310150
 - 15 FAZZI**
 - 16 FAZZI017**
 - 17 FAZZI327**
 - 18 FAZZI023**
 - 19 FAZZI**
- Pince biopolaire autoclavable courbe 11/11.5/15/18 cm réf 8310112/8310115/8310122/8310132
 - 20 FAZZI**
 - 21 FAZZI122**
 - 22 FAZZI**
 - 23 FAZZI416**
- Pédale pour bistouri SURTRON **24 FAZZI326**
- Manche porte-électrodes à usage unique, réf 28311300LA **25 FAZZI006**



- Manche porte-électrodes autoclavable, réf 2835P300LA **26 FAZZI051**
- Manche porte-électrodes pour bistouri 50 W **27 FAZZI307**
- Kit de 10 électrodes **28 FAZZI276**
- Plaque neutre, réf 5365 **29 FAZZI406**
- Chariot pour bistouri électrique, réf 02.575.00 **30 FAZZI**

14. ASPIRATEURS

- Aspirateur de table modèle F-20. Débit de 23l/min. Dépression de 0.75 bar - 563 mmHg. **1 FAZZI133**
- Aspirateur de table modèle F-40. Débit de 32l/min. Dépression de 0.75 bar - 563 mmHg. **2 FAZZI199**
- Aspirateur chirurgical 12 V modèle F-31.00 avec 1 bocal de 1l. Débit de 33l/min. Dépression de 0.75 bar - 563 mmHg. **3 FAZZI281**
- Aspirateur mobile F60 avec 2 bocaux de 2l. Débit de 70l/min. Dépression de 0.75 bar - 563 mmHg. **4 FAZZI205**
- Aspirateur mobile modèle F-30.05. Débit de 46l/min. Dépression de 0.80 bar - 600 mmHg. **5 FAZZI270**
- Aspirateur mobile F-90 avec 2 bocaux de 2l. Débit de 90l /min. Dépression de 0.8 bar - 600 mmHg. **6 FAZZI200**
- Aspirateur mobile F-100. Débit de 90l/min. Dépression de 0.9 bar - 675 mmHg. 2 bocaux de 2l. **7 FAZZI282**



- Aspirateur mobile F100/4. Débit de 90l/min. Dépression de 0.9 bar - 675 mmHg. 2 bocaux de 4l **8 FAZZI332**
- Aspirateur mobile F90/4. Débit de 90l/min. Dépression de 0.9 bar - 675 mmHg. 2 bocaux de 4l **9 FAZZI283**

Options :

- Pédale pour aspirateur **13 FAZZI324**
- Filtres bactérien pour aspirateur **14 FAZZI249**
- Cupule d'aspiration en silicone 50 mm/ 60 mm/ 70 mm réf 05.6000 / 05.6001 / 05.6002
 - 15 FAZZI288**
 - 16 GST--146**
 - 17 FAZZI289**
 - 18 FAZZI290**
- Cupule d'aspiration en inox 40 mm/ 50 mm/ 60 mm réf 05.10004 / 05.10005 / 05.10006
 - 19 FAZZI301**
 - 20 FAZZI302**
 - 21 FAZZI303**
 - 22 LUNEA062**
- Tuyau de connexion sur aspirateur / manche porte-curette **23 LUNEA061**
- Manche porte curette en inox **24 LUNEA019**
- Manche porte-curette avec embout en PVC autoclavable **25 FAZZI415**
- Bocal de 1l **26 FAZZI203**
- Bocal de 2l **27 FAZZI227**
- Bocal de 4l **27 FAZZI227**

- Aspirateur de mucosités portable

- 10 SPENG053**
- 11 SPENG093**
- 12 FAZZI410**



15. STÉRILISATEURS ET AUTOCLAVES

- Stérilisateur Tausteril 18l.
- Autoclave Tauclave 3000 de 17l.
- Stérilisateur 60 l FAZZINI en inox.
- Stérilisateur 120 l FAZZINI en inox
- Thermosoudeuse RT20 FAZZINI
- Autoclave de 35l réf LR 35
Ø chambre = Ø 300 x 510 mm.
- Autoclave de 45l réf LR45
Ø chambre = Ø 300 x 620 mm.
- Autoclave de 50 l réf LR50
Ø chambre = Ø 300 x 700 mm.

- ❶ TAUST001
- ❷ TAUST006
- ❸ FAZZI026
- ❹ FAZZI426
- ❺ FAZZI217
- ❻ ZZZZZ
- ❼ ZZZZZ
- ❽ ZZZZZ



16. ECGS ELECTROCARDIOGRAMMES

- ECG à 1 piste. Ecran LCD permettant la visualisation de 3 dérivations en même temps.
- ECG à 3 pistes avec interprétation automatique en français. Ecran LCD permettant la visualisation de 12 dérivations simultanément.
- ECG à 6 pistes avec interprétation automatique en français. Ecran LCD permettant la visualisation de 12 dérivations simultanément.

Accessoires ECG :

- Papier pour ECG 1 piste.
- Papier pour ECG 3 pistes.
- Papier pour ECG 6 pistes.
- Papier pour ECG 12 pistes.
- Gel ECG (flacon de 260 g).
- Pince ECG de couleur verte, bleue, rouge ou noire.
- Electrode ventouse ECG.

- ❶ BIOC-002
- ❷ BIOC-001
- ❸ BIOC-025
- ❹ BIOC-003
- ❺ BIOC-008
- ❻ BIOC-007
- ❼ BIOC-032
- ❽ BIOC-009
- ❾ FAZZI013
- ❿ GST--001
- ⓫ GST--098



17. NÉBULISEURS

- Nébuliseur ultrasonique pour aérosolthérapie à usage intensif, réf F-202.
- Nébuliseur professionnel pour une utilisation de longue durée, réf F-210 PRO.

Accessoires :

- Masque adulte en plastique, réf 05.5012/1.
- Masque enfant en plastique, réf 05.5013.
- Kit complet de nébulisation avec tube, flacon et masque adulte.

- ❶ FAZZI263
- ❷ FAZZI311
- ❸ FAZZI045
- ❹ FAZZI046
- ❺ FIRST023



18. GENERATEURS À OXYGÈNE

- Générateur à O2 sur roulettes avec un débit de 5l/min et une concentration en O2 supérieure à 97%. 2 sorties pour deux patients simultanément.
- Générateur à O2 sur roulettes avec un débit de 5l/min et équipé de l'option de nébulisation. 2 sorties pour 2 patients simultanément.

- ❶ LONGF001
- ❷ LONGF002



Bouteille à O₂ de 0.4 m³ / 0.42 m³ / 4.2 m³

Accessoires :

- Humidificateur ou barboteur. **6 LONGF010**
- Lunette à oxygène, réf FS-1200. **7 FIRST021**
- Tube à oxygène avec masque, réf FS-310. **8 FIRST024**
- Filtre bactérien. **9 LONGF003**
10 LONGF014
- Manodetendeur avec débitmètre 0 - 15l /min. Débit 4 bar max. Connexion française réf 12215 F. **11 FAZZI295**
- Manomètre avec rotamètre 0 - 15l/min, réf 1019N-R-F / 1017N-R-F. **12 TECNO005**
13 TECNO006



- Débitmètre réf CM84035. **14 TECNO036**
- Manomètre réf 1021N-R-F. **15 TECNO037**

19. MATERIEL DE REANIMATION ET DE SECOURISME

- Trousse de 3 laryngoscopes de Macintosh LED. **1 CCS--085**
- Réanimateur adulte en silicone, avec masque réf 0734C5. **2 FAZZI318**
- Réanimateur adulte en silicone, avec 2 masques, et 3 canules de Guedel, réf 0720. **3 FAZZI096**
- Réanimateur enfant en silicone. **4 GST--072**
5 GST--105
6 FAZZI240
- Réanimateur nourrisson en silicone. **7 GST--106**
- Canules de Guedel (jeu de 6). **8 FIRST029**
9 GST--107
- Ouvre-bouche. **10 FAZZI087**
- Pince de Magill en inox. **11 DAIZE268**
12 SAIR-277
13 CCS-073
- Pince de Magill en plastique **14 FAZZI086**
- Défibrillateur semi-automatique avec mallette. **15 CUM--001**
- Défibrillateur automatique avec mallette. **16 CUM--002**
- Défibrillateur avec scope CU-HD1. **17 CUM--005**
- Paire d'électrodes pour défibrillateur. **18 CUM--006**
- Moniteur de surveillance à 5 paramètres PM-900S avec accessoires. **19 BIOC-023**
- Capnographe avec imprimante modèle BM 9000S. **20 BIOC-016**



20. BRANCARDS

- Chariot brancard à plan de couchage fixe en tube rond chromé FAZZINI réf C120050. Barrières latérales. Dimensions: 180 x 55 x 80 cm **1 FAZZI115**
- Chariot brancard à plan de couchage amovible en tube rond chromé FAZZINI réf C120051. Dimensions: 180 x 55 x 80 cm. **2 FAZZI172**
- Chariot brancard sur roulettes en inox avec potence à serum réf BT-211 **3 B---L003**



- Chariot brancard sur roulettes pour transport en ambulance **4 FIRST012** avec plan de couchage amovible réf FS-285.

- Brancard pliable en 2 en toile. Livré **5 FIRST008** dans un sac de transport réf FS-276.
- Brancard pliable en 4 en toile cirée. **6 FIRST009** Livré dans un sac de transport réf FS-278.
- Brancard pliable en 2 sur roulettes **7 FIRST010** avec sac de transport réf FS-280.
- Brancard en tissu lavable bleu **8 FIRST011** réf FS-281.



21. SPIROMETRES

- Spiromètre numérisé " Microquark " **1 COSME005** COSMED. Livré avec logiciel et accessoires standards. Garantie de 3 années pièce et mains d'oeuvre. Installation assurée par nos services.
- Spiromètre de table Pony FX avec imprimante intégrée. Options possibles : mesure de la résistance des voies respiratoires (ROCC) / mesure de l'oxymétrie de pouls (SpO2). **2 COSME008**




- Filtre bactérien. **3 COSME006**
- Seringue de calibration 3l. **4 COSME003**

22. ELECTROENCEPHALOGRAMME - EEG

- EEG ATES MEDICA à 32 canaux comprenant : 1 stimulateur photique Flash USB PH80, 1 tête sur pied roulant, 1 CD d'installation, et 1 kit d'accessoires contenant un casque adulte, 24 électrodes, 24 ponts dans une petite malette. **1 ATES-017**
- Garantie de 3 ans** pièces et mains d'oeuvre.
- Installation et formation assurées par nos ingénieurs.**



- Casque EEG pour adulte ates **2 ATES-004** medica. Réf MP0000907.
- Casque EEG pour enfants ates **3 ATES-005** medica. Réf MP0001037.
- Câbles pour casque EEG (sachet de 10). **4 ATES-009** Réf MP0001045.
- Electrodes pour EEG (sachet de 10). **5 ATES-010** Réf MP0000908.
- Câbles pour casque EEG (sachet de 12) **6 ATES-018** réf B9720350001.
- Electrodes pour EEG (sachet de 12) **7 ATES-019** réf B9100940021.
- Flacon de 260 g de gel EEG. **8 FAZZI013** Réf 341FAZ260.



23. UNITES DE CONSULTATION ORL

- Unité ORL à 1 seul élément avec accessoires standards modèle ST-E300 de couleur ivoire. **1 S--TE001**
- Unité ORL luxueuse à 3 compartiments modèle ST-E900 de couleur ivoire. **2 S--TE002**
- Fauteuil patient standard. **3 S--TE003**
- Tabouret pour médecin assorti à l'unité ORL. **4 S--TE005**
- Fauteuil patient luxueux. **5 S--TE004**



24. AUDIOMETRES / TYMPANOMETRES / MICROSCOPE ORL

- Audiomètre INTERACOUSTICS **1 GAESS153** modèle AS216, réf 69883.
- Audiomètre INTERACOUSTICS **2 GAESS172** modèle AD226 réf 69884.
- Audiomètre INTERACOUSTICS **3 GAESS190** modèle AS608 réf 75597.
- Audiomètre INTERACOUSTICS **4 GAESS192** modèle AD629B Hibrid.
- Audiomètre AUDIOTEST modèle **5 GAESS217** SM910 réf 86758.
- Audiomètre clinique USB **6 GAESS171** AUDIOTEST réf 72788.
- Tympanomètre AUDIOTEST modèle TSM300 V14.
- Tympanomètre TSM400 avec imprimante.
- Microscope ORL modèle SUMIC-99E droit de focale 160 mm. Objectif de 30 mm. Oculaires de 12.5. Ajustement des dioptries de -5D à +5D. 5 agrandissements : 2.8x, 4x, 7x, 11.5x et 17x. Champ visuel de 10 à 60 mm. Distance interpupillaire entre 55 et 75mm. Focalisation motorisée. Distance de travail à 295 mm. Illumination coaxiale grâce à une source de lumière fibre optique à 3 intensités lumineuses. Livré avec beam splitter et caméra.



- 7 GAESS210**
- 8 GAESS**
- 9 ZFTGC003**

Option :

- Lunette assistant binoculaire. **10 ZFTGC007**

25. ENDOSCOPIE ORL

- Ootoscope 0°, Ø 4.0 mm, longueur de 45 mm réf C0030 **1 HANGZ123**
- Ootoscope 0°, Ø 2.7 mm, longueur de 55 mm réf C0020.1 **2 HANGZ086**
- Ootoscope 0°, Ø 2.7 mm, longueur de 105 mm réf C0010 **3 HANGZ092**
- Ootoscope 30°, Ø 2.7 mm, longueur de 105 mm réf C0012.1 **4 HANGZ097**
- Sinuscope 0°, Ø 4 mm, longueur de 175 mm réf B0110 **5 HANGZ095**
- Sinuscope 30°, Ø 4 mm, longueur de 175 mm réf B0012.1 **6 HANGZ096**
- Laryngoscope 70°, Ø 8 mm, longueur de 175 mm réf D0104 **7 HANGZ098**
- Laryngoscope 90°, Ø 8 mm, longueur de 175 mm réf D0102 **8 HANGZ100**
- Source de lumière 150 W **9 HANGZ058**
- Source de lumière 250 W réf T5004 **10 HANGZ011**
- Câble fibre optique de longueur 1.8 m réf T5012 **11 HANGZ010**
- Caméra mono-CCD pour endoscopie **12 P---X001**



26. MATERIEL D'UROLOGIE

- Débitmètre ITRI. Ecran Tactile. Design compact. Mise à jour possible à travers une connexion internet. Callibration numérique. Teste automatique. Imprimante sans fil. EMG, débitmètre et EMG + débitmètre. EMG digital.
- Appareil d'urodynamique LOCUM. Logiciel windows pour l'analyse et l'examen urodynamique. Interface conviviale. Mesures : Débit maximal, débit moyen, temps de la miction, voided volume, temps de débit maximal, temps réel débit et volume, temps réel infused volume, temps réel vésical et pression abdominale, pression abdominale maximale et temps réel vésical lors des phases de remplissage et de la miction, signaux EMG en temps réel lors des phases de la miction et du remplissage, biofeedback, vidéo urodynamique (option), manomètre ano-rectale (option), profil mètreal de pression (option).

1 -----

2 -----



27. CYSTOSCOPE

- Optique d'endo-urologie autoclavable de 0°/12°, 4 mm de diamètre, 302 mm de longueur.
 - ① HANGZ001
 - ② HANGZ013
- Pont d'endoscopie avec sortie rotative permettant l'introduction d'un instrument.
 - ③ HANGZ031
- Pont d'endoscopie avec cliquetis permettant l'introduction d'un instrument.
 - ④ HANGZ006
- Chemise charrière 16.5/ 21/ 23 avec sortie rotative réf A1101.1/A1103/A1104.1
 - ⑤ HANGZ080
 - ⑥ HANGZ035
 - ⑦ HANGZ121
 - ⑧ HANGZ004
- Chemise charrière 16.5 avec cliquetis réf A1108.
 - ⑨ HANGZ007
- Pince de biopsie flexible réf A2101.
 - ⑩ HANGZ008
- Pince flexible pour corps étrangers réf A2102.
 - ⑪ HANGZ009
- Paire de ciseaux flexibles réf A2104.
 - ⑫ HANGZ029



- Pince de préhension flexible réf A2103.

28. NEPHROSCOPE

- Néphroscopie charrière 15.5 réf A0118
 - ① HANGZ104
- Trocard pour néphroscopie charrière 4.5 réf A3171.
 - ② HANGZ108
- Chemise pour néphroscopie charrière 19 réf A3170.1.
 - ③ HANGZ107
- Dilatateur de néphroscopie charrière 9-21 réf A3174.
 - ④ HANGZ105
- Guide pour néphroscopie charrière 9 réf A3172.
 - ⑤ HANGZ109
- Canule de dilatation pour néphroscopie charrière 6-7.5-9 réf A3173.
 - ⑥ HANGZ110
- Pince de néphroscopie pour corps étrangers charrière 10.5, l 350 mm.
 - ⑦ HANGZ111
- Guide ou conducteur pour néphroscopie réf A3175.
 - ⑧ HANGZ106



29. URETHROTOME

- Manche de travail passif réf A3101.
 - ① HANGZ014
- Chemise charrière 21 réf A1103.1
 - ② HANGZ015
- Chemise supplémentaire pour l'urethrotomie réf A3103.
 - ③ HANGZ016
- Lame droite d'urethrotomie réf A3104.
 - ④ HANGZ017
- Lame arrondie ou demi-lune réf A3105.
 - ⑤ HANGZ018
- Lame droite de forme crochet ou queue de cochon réf A3106.
 - ⑥ HANGZ030



30. RESECTEUR COMPLET

- Une manche de travail actif pour la résection réf A3161.
- Une manche de travail passif pour la résection réf A 3162.
- Chemise intérieure charrière 22 réf A3163.
- Chemise extérieure charrière 25.5 réf A3165.
- Anse coupante de résection réf A3111.
- Electrode boule de résection réf A3122.
- Electrode roue dentée de résection
- Electrode lame de résection réf A3124.
- Evacuateur d'Elliks réf T4002.
- Câble haute fréquence réf M1001.

- 1 HANGZ079**
- 2 HANGZ019**
- 3 HANGZ020**
- 4 HANGZ021**
- 5 HANGZ022**
- 6 HANGZ023**
- 7 HANGZ024**
- 8 HANGZ025**
- 9 HANGZ026**
- 10 HANGZ028**



31. ENDOSCOPIE DIVERS

- Pince à calculs réf A4001.
- Source de lumière 150 W.
- Source de lumière 250 W.
- Câble fibre optique compatible storz, wolf, olympus, diamètre 4.5 mm, l1,80 m réf T5012.
- Caméra numérique de bloc.
- Caméra numérique mono-CCD pour le cabinet.

- 1 HANGZ068**
- 2 HANGZ058**
- 3 HANGZ011**
- 4 HANGZ010**
- 5 HANGZ033**
- 6 P---X001**



32. MATERIEL DE DERMATOLOGIE : DERMATOSCPES / VEINLITE / IPLs / LASERS / CAMERAS

- Lampe loupe mobile.
- Lumière de wood.
- Caméra avec grossissement pour le diagnostic de la peau. Connexion sur moniteur externe.
- Dermatoscope sans huile Dermlite réf DL-100.
- Dermatoscope Dermlite II Hybrid. Combine 2 technologies : lumière blanche croisée polarisée / non polarisée. 32 diodes. Compatible avec appareil photo numérique.

- 1 RBEAU011**
- 2 BHEAI075**
- 3 BHEAI076**
- 4 LABO-001**
- 5 LABO**



- Dermatoscope **Dermlite DL3**. Nouvelle génération : modes polarisé et non-polarisé. Le **Dermlite DL3** dispose de 32 leds, un objectif de 25 mm et un oculaire en caoutchouc pour la réduction de réflexions. Compatible avec appareils photos Sony, iPhone, iPad, Samsung.
- Dermatoscope numérique **Dermlite Cam**. Conçu pour photographier des images chimiques de haute résolution rapidement et facilement. Outil professionnel portable pour prendre des images polarisées et non polarisées de superbe qualité. Les images capturées sont numérotées et enregistrées sur une carte SD et affichées sur l'écran tactile haute résolution. L'interface intuitive DL Cam fournit uniquement les fonctions qui sont réellement nécessaires : revue des images, zoom et suppression.
- Veinlite LED à 24 LEDS (12 oranges et 12 rouges). Indiqué dans l'exploration du réseau veineux chez l'adulte et l'enfant. Egalement utilisé pour le traitement veineux. Livré avec 50 protections plastiques.

- 6 LABO**
- 7 LABO**
- 8 LABO**

- Veinite **LED X**. Appareil de transillumination le plus puissant du marché. Spécial laser vasculaire 32 LEDS. Indiqué dans l'exploration du réseau veineux chez l'adulte et l'enfant. Présente un champ de vision élargi par rapport aux autres appareils. 24 LEDS oranges pour les veines superficielles et 8 LEDS rouges pour les veines les plus profondes et pour les peaux noires. Diamètre de la bague 31 mm. Livré avec adaptateur pédiatrique. Rechargeable sur secteur à l'aide d'un chargeur.
- Lumière pulsée type IPL modèle **GALAXYA**. IPL pour l'épilation, la photoréjuvenation (ou le photo rajeunissement), les tâches brunes, les peaux impures et les peaux sensibles. Densité d'énergie maximale : 30J / cm². Phototypes de 1 à 5. Surface de la zone traitée = 6 cm². Appareil complètement sécurisé grâce au logiciel de contrôle informatisé qui suggère automatiquement le traitement adéquat.
- Laser diode **MED-820**, 808 nm, fluence de 1 - 120 j / cm², taille du spot : 12 x 12 mm², rythme de répétition : 0.5 - 10 Hz, largeur d'impulsion : 10 - 1400 ms, pic de puissance : 2000 W, refroidissement entre -10°C à 0°C, affichage de 8.4" LCD couleurs. **Poids** : 43 Kgs. **Dimensions** : 53 x 48 x 104 cm.
- Laser Erbium 1550 nm, réf **MED-840**. Longueur d'onde de 1550 nm. Taille du spot : 10 x 10 mm² largeur d'impulsion : 5,10 ms. Rythme des répétitions : Unique, 1Hz. **Poids** : 19 Kgs. **Dimensions** : 67 x 51 x 37 m.
- Laser Nd Yag, réf **MED-810A**. Longueur d'onde : 1064 nm et 532 nm. Energie : 1-2000 mJ. Taille du spot : 2 - 8 mm. Rythme des répétitions : de 1 à 6 Hz. Largeur d'impulsion : 6ns. Puissance : 500 W. Refroidissement. Affichage de 8.4". LCD couleurs avec écran tactile. **Poids** : 25 Kgs. **Dimensions** : 45 x 40 x 57.
- Laser CO2, réf **MED-870+**. Longueur d'onde : 10.600 nm. Puissance de sortie : 1 - 40W. Type de laser : ultra-pulsé, continu ou fractionnel. Taille du spot : 0.12 et 1.25 mm. Taille du scan : jusqu'à 20 x 20 mm. Formes de scan : carré, rectangle, cercle, triangle, ellipse et ligne. Refroidissement. Affichage LCD couleurs 10,4" écran tactile. **Poids** : 52 Kgs. **Dimensions** : 52 x 38 x 117 cm.

9 LABO



10 ZZZZZ




11 ZZZZZ



12 ZZZZZ



13 ZZZZZ



33. PRESSOTHERAPIE / DRAINAGE LYMPHATIQUE (EAU)

- Appareil de drainage lymphatique à 5 cellules avec une paire de bottes, 1 ceinture, et 2 manchons.
- Appareil professionnel de pressothérapie Pulstar Pse à 5 cellules avec une paire de bottes à 5 cellules.
- Appareil professionnel de pressothérapie Pulstar Psx à 10 cellules avec une paire de bottes à 9/10 cellules et une ceinture ou un manchon.
- Ensemble de 25 paires de gaines d'hygiène
- Crème cryoactive drainante starvac (1l)
- Gel vert réfrigérant ND (tube de 200 ml)

1 BHEAI028



2 MSYST057

3 MSYST001

5 MSYST062

6 NORMA014

3 MSYST001

4 MSYST005

5 MSYST062

6 NORMA014

34. TRAITEMENT DE LA CELLULITE (GRAISSE)

1 MSYST003

- Appareil de palper-rouler **STARVAC SP Original** sur console. l'appareil incontournable quand on fait l'aminicissement ! Permet le traitement de la cellulite molle et de la cellulite dure, le drainage lymphatique, la stimulation ganglionnaire, le traitement des jambes lourdes, le massage décontractant, le traitement de la douleur pour de nombreuses pathologies, le traitement des rides, des cicatrices et du double-menton.

Pack offert : DVD de demo + 2 posters + flyers + carnet de RDVs + fiches clients.

Origine : France / **Formation assurée**

Garantie : 2 ans pièces et main d'oeuvre. **SAV assuré.**

- Crème aminicissante Starvac (1l) 2 MSYST029
- Crème de massage aminicissante 3 MSYST030 (tube de 200 ml)



1 MSYST003



4 FCAR-001

- Appareil d'amincissement à ultrasons basse fréquence modèle "CELLULTRASON". Livré avec 12 plaques à US. Jusqu'à **-6cm** en **une seule séance**. Ne nécessite aucune manipulation.



5 ZZZZZ

6 BHEAI121

- Appareil d'amincissement par électrolipolyse sur pied roulant. Comporte 3 sorties et 16 électrodes rondes pour le corps, 2 électrodes spéciales buste et 4 électrodes pour le visage et les petites zones. 6 programmes professionnels pour la lipolyse des graisses, le renforcement musculaire et la tonification de la peau.



FCAR-001

5 ZZZZZ

- Appareil de cryolipolyse. Technique visant à la lipolyse des graisses en baissant la température cutanée entre -5°C et 5°C . Appareil équipé de deux pièces à main de grande surface permettant un traitement rapide de l'ensemble du corps. Entièrement pré-programmé, le MED-340 est un appareil miraculeux ! 3-4 séances de 50 minutes par zone suffisent ! A découvrir sans plus attendre...

Accessoires de cryolipolyse :

Membrane de traitement



6 BHEAI121

35. RADIOFREQUENCE (RAJEUNISSEMENT ET RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU)

1 GTS--001

- Appareil de radiofréquence monopolaire, modèle Dibiskin RF. Idéal pour aider à la régénération tissulaire, le Dibiskin RF stimule la production du collagène et de l'élastine et raffermi la peau. Programmes spéciaux corps et visage.

Origine : Italie

SAV assuré

Formation assurée

Garantie : 1 année pièce et mains d'oeuvre



1 GTS--001